



**Puntas de pipeta en bolsa y en rack**

**Puntas de pipeta en columnas para recarga de rack**

**Puntas de pipeta en bolsa unitaria**

**Puntas de pipeta alta calidad en rack M $\mu$ ITI**

**Puntas de pipeta para cargar geles de electroforesis M $\mu$ ITI**

**Puntas de pipeta con filtro**

**Puntas de pipeta con filtro alta calidad en rack M $\mu$ ITI**

# PUNTAS DE PIPETA

1

## PUNTAS DE PIPETA UNIVERSALES

PARA SU USO CON PIPETAS GILSON, EPPENDORF, FINNPIPETTE, BIOHIT, NICHIRYO, ETC. AUTOCLAVABLES. PARA USO RUTINARIO.

- EN BOLSA
- BOLSA UNITARIA ESTERILES
- EN RACK CIERRE BISAGRA
- EN COLUMNA PARA RECARGA DE RACKS



## PUNTAS EN BOLSA


**FASTLaS**

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad Venta
1	511.0002	PUNTA PIPETA 0,2-10 ul, BOLSA 1000 uds	1
2	511.0002L	PUNTA PIPETA 0,2-10 ul, LARGA, BOLSA 1000 uds	1
3	511.0010	PUNTA PIPETA 0,5-10 ul P/EPPENDORF, BOLSA 1000 uds	1
4	511.0200	PUNTA PIPETA, AMARILLA, 5-200 ul, BOLSA 1000 uds	1
5	511.0202	PUNTA PIPETA, AMARILLA, 5-200 ul, P/EPPENDORF BOLSA 1000 uds	1
6	511.1000	PUNTA PIPETA AZUL 200-1000 ul, BOLSA 1000 uds	1
7	511.1002	PUNTA PIPETA AZUL 200-1000 ul, P/EPPENDORF BOLSA 1000 uds	1
8	511.5000	PUNTA PIPETA 1-5 ml, BOLSA 250 uds	1
9	511.5002	PUNTA PIPETA 1-5 ml P/EPPENDORF, BOLSA 250 uds	1
10	511.9500	PUNTA PIPETA 2-10 ml, BOLSA 200 uds	1

**FASTLaS**

## PUNTAS EN RACK. TAPA CON BISAGRAS

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad Venta
1	521.0002	RACK 96 PUNTAS 0,1-10 ul	1
2	521.0002L	RACK 96 PUNTAS 0,1-10 ul, LARGA	1
3	521.0010	RACK 96 PUNTAS 0,5-10 ul p/EPPENDORF	1
4	521.0200	RACK 96 PUNTAS 5-200 ul, AMARILLA	1
5	521.0202	RACK 96 PUNTAS 5-200 P/EPPENDORF	1
6	521.1000	RACK 60 PUNTAS 200-1000 ul, AZUL	1
7	521.1002	RACK 96 PUNTAS 200-1000 ul p/EPPENDORF	1
8	521.5002	RACK 50 PUNTAS 1-5 ml	1
9	521.5003	RACK 50 PUNTAS 1-5 ml p/EPPENDORF	1




**FASTLaS**

## PUNTAS EN COLUMNAS PARA RECARGAS DE RACK

Referencia	Descripción	Unidad venta
540.0002	TORRE 960 PUNTAS (10 x 96) 0,1-2 ul	1
540.0200	TORRE 960 PUNTAS (10 x 96) 5-200 ul	1
540.1000	TORRE 360 PUNTAS (6 x 60) 200-1000 ul	1

## PUNTAS DE PIPETA PP UNIVERSALES MARCA *MULTI*

ALTA CALIDAD PARA SU USO CON PIPETAS GILSON, EPPENDORF, FINNPIPETTE, BIOHIT, NICHIRYO, ETC. PARA TECNICAS ESPECIALES. CERTIFICADAS LIBRES DE RNasa y DNasa. APIROGENAS. LIBRES DE METALES. AUTOCLAVABLES. BAJA ADHERENCIA. PRESENTACIONES EN RACK.



### PUNTAS EN RACK

Referencia	Descripción	Unidad venta
MUL23560	PUNTAS 0,1-10 ul, RACK 96 uds	1
MUL15040	PUNTAS 0,1-10 ul, ESTERIL, RACK 96 uds	1
MUL10500	PUNTA 5-200 ul, RACK 96 uds	1
MUL10520	PUNTA 5-200 ul, ESTERIL, RACK 96 uds	1
MUL10200	PUNTA 100-1000 ul, RACK 100 uds	1
MUL10230	PUNTA 100-1000 ul, ESTERIL, RACK 100 uds	1




### PUNTAS PARA CARGAR GELES DE ELECTROFORESIS MARCA *MULTI*

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad venta
1	MUL15100	PUNTA 0,1-10 ul, RACK 200 uds	1
1	MUL15110	PUNTA 0,1-10 ul, ESTERIL, RACK 200 uds	1
2	MUL15120	PUNTA 0,1-10 ul, ESPATULADA, RACK 200 uds	1
2	MUL15130	PUNTA 0,1-10 ul, ESPATULADA ESTERIL, RACK 200 uds	1
3	MUL13920	PUNTA 0,5-10 ul P/EPPENDORF, RACK 200 uds	1
3	MUL13930	PUNTA 0,5-10 ul, ESTERIL, P/EPPENDORF, RACK 200 uds	1
4	MUL13890	PUNTA 0,5-10 ul, ESPATULADA P/EPPENDORF, RACK 200 uds	1
4	MUL13900	PUNTA 0,5-10 ul, ESPATULADA ESTERIL P/EPPENDORF, RACK 200 uds	1
5	MUL13790	PUNTA 0,5-200 ul, RACK 200 uds	1
5	MUL13810	PUNTA 0,5-200 ul, ESTERIL, RACK 200 uds	1
6	MUL13760	PUNTA 0,5-200 ul, ESPATULADA, RACK 200 uds	1
6	MUL13770	PUNTA 0,5-200 ul, ESPATULADA, ESTERIL, RACK 200 uds	1

## PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO MARCA *MULTI*

PUNTA ESTERIL CON FILTRO INTERNO. PRESENTACIONES EN RACK.

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad venta
1	MUL15080	PUNTAS 0,1-10 ul, RACK 96 uds	1
2	MUL15020	PUNTAS 0,5-10 ul, ESTERIL, RACK 96 uds	1
3	MUL14210	PUNTA 1-20 ul, RACK 96 uds	1
4	MUL14220	PUNTA 5-200 ul, ESTERIL, RACK 96 uds	1
5	MUL17370	PUNTA 10-200 ul, RACK 96 uds	1
6	MUL14200	PUNTA 100-1000 ul, ESTERIL, RACK 100 uds	1




PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO ESTERILES PARA USO RUTINARIO  
UNIVERSALES DE ALTA CALIDAD PARA SU USO CON PIPETAS GILSON, EPPENDORF, FINNPIPETTE, BIOHIT, NICHIRYO, ETC.  
PRESENTACIONES EN RACK 96 PUNTAS ESTERILES.

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad venta
1	522.0002S	PUNTA CON FILTRO 0,1-10 ul, RACK 96 uds	1
2	522.0010S	PUNTA CON FILTRO 0,5-10 ul, RACK 96 uds	1
3	522.0020S	PUNTA CON FILTRO 5-20 ul, RACK 96 uds	1
4	522.0100S	PUNTA CON FILTRO 5-100 ul, RACK 96 uds	1
5	522.0200S	PUNTA CON FILTRO 5-200 ul, RACK 96 uds	1
6	522.1000S	PUNTA CON FILTRO 100-1000 ul, RACK 96 uds	1

# PUNTAS DE PIPETA

1




## PUNTAS CON FILTRO EN BOLSA

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad venta
1	514.0002	PUNTAS 0,1-10 ul, BOLSA 1000 uds	1
2	514.0010	PUNTAS 0,5-10 ul P/EPPENDORF, BOLSA 1000 uds	1
3	514.0020	PUNTA 2-20 ul, BOLSA 1000 uds	1
4	514.0100	PUNTA 2-100 ul, BOLSA 1000 uds, BISELADA	1
5	514.0200	PUNTA 2-200 ul, BOLSA 1000 uds, BISELADA	1
6	514.0101	PUNTA 5-100 ul, BOLSA 1000 uds	1
7	514.1000	PUNTA 100-1000 ul, BOLSA 1000 uds	1
8	514.5000	PUNTA 1-5 ml, BOLSA 100 uds	1

## PUNTAS EN BOLSA UNITARIA, ESTERILES

Referencia	Descripción	Unidad Venta
511.2200S	PUNTA 5-200 ul. AMARILLA. ESTERIL. BOLSA UNITARIA	500
511.2100S	PUNTA 200-1000 ul. AZUL. ESTERIL. BOLSA UNITARIA	250
511.2500S	PUNTA 1-5 ml. ESTERIL. BOLSA UNITARIA	200



**eppendorf**

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS PUNTAS

#### EPPENDORF BIOPUR:

- DINAMICA DE FLUJO DEFINIDA
- ESCASA HUMECTABILIDAD
- QUIMICAMENTE RESISTENTE
- TERMICAMENTE ESTABLE
- PERFECTAMENTE MOLDEADA
- LIBRE DE ATP
- LIBRE DE ADN Y DNasa
- LIBRE DE PIROGENOS
- LIBRE DE RNasa
- ESTERIL. PRESENTACION EN BLISTER INDIVIDUAL.

## PUNTAS EPPENDORF BIOPUR

ENVASADAS INDIVIDUALMENTE. ESTERILES, LIBRES DE PIROGENOS Y LIBRES DE ADN

Referencia	Descripción	Unidad Venta
EPP0030010019	PUNTA 0,1-20 ul. EPPENDORF BIOPUR	100
EPP0030010035	PUNTA 2-200 ul. EPPENDORF BIOPUR	100
EPP0030010051	PUNTA 50-1000 ul. EPPENDORF BIOPUR	100
EPP0030075005	PUNTA 0,1-20 ul. EPPENDORF BIOPUR RACK DE 96 PUNTAS	5
EPP0030075021	PUNTA 2-200 ul. EPPENDORF BIOPUR RACK DE 96 PUNTAS	5
EPP0030075048	PUNTA 20-300 ul. EPPENDORF BIOPUR RACK DE 96 PUNTAS	5
EPP0030075064	PUNTA 50-1000 ul. EPPENDORF BIOPUR RACK DE 96 PUNTAS	5
EPP0030075080	PUNTA 50-1250 ul. EPPENDORF BIOPUR RACK DE 96 PUNTAS	5
EPP0030075102	PUNTA 500-2500 ul. EPPENDORF BIOPUR RACK DE 48 PUNTAS	5
EPP0030075145	PUNTA 1-10 ml. EPPENDORF BIOPUR RACK DE 24 PUNTAS	5