

## FRASCOS, RECOGIDA DE MUESTRAS



**Fascos para recogida de muestras**

**Fascos de seguridad a rosca**

**Tarros boca ancha**

**Fascos roscados**

**Fascos roscados tapa estrella**




# FRASCOS, RECOGIDA DE MUESTRAS

7

## FRASCOS PARA RECOGIDA DE MUESTRAS

| Referencia | Descripción                                       | Unidad venta | Tipos |
|------------|---|--------------|-------|
| 662.2030   | FRASCO ROSCADO PS 30 ml                           | 400          | 1     |
| 661.2030   | FRASCO ROSCADO PS 30 ml BOLSA INDIVIDUAL, ESTERIL | 400          | 1     |
| 662.1050   | FRASCO ROSCADO PP 50 ml                           | 1000         | 2     |
| 662.2060   | FRASCO ROSCADO PS 60 ml                           | 600          | 3     |
| 661.2060   | FRASCO ROSCADO PS 60 ml BOLSA UNITARIA, ESTERIL   | 850          | 3     |
| 662.1060   | FRASCO ROSCADO PP 60 ml                           | 600          | 2     |
| 661.1060   | FRASCO ROSCADO PP 60 ml BOLSA UNITARIA, ESTERIL   | 850          | 2     |
| 662.1125   | FRASCO ROSCADO PP 150 ml,                         | 475          | 4     |
| 661.1125   | FRASCO ROSCADO PP 150 ml, BOLSA UNITARIA, ESTERIL | 400          | 4     |



**FASTLaS** EN TIPOS 1 Y 4



## FRASCOS DE SEGURIDAD A ROSCA

| Referencia | Descripción             | Unidad venta |
|------------|-------------------------|--------------|
| 664.0020   | FRASCO SEGURIDAD 20 ml  | 1000         |
| 664.0040   | FRASCO SEGURIDAD 40 ml  | 600          |
| 664.0060   | FRASCO SEGURIDAD 60 ml  | 500          |
| 664.0080   | FRASCO SEGURIDAD 80 ml  | 400          |
| 664.0090   | FRASCO SEGURIDAD 90 ml  | 300          |
| 664.0120   | FRASCO SEGURIDAD 120 ml | 300          |



**FRASCOS ROSCADO**  
EN PE CON TIOSULFATO DE SODIO (20 mg/litro) PARA ANALISIS DE AGUA.  
TAPA DE ALTA SEGURIDAD. ESTERILES.


| Referencia | Descripción                            | Unidad venta |
|------------|--|--------------|
| 154.2001   | BOTELLA ESTERIL CON TIOSULFATO 500 ml  | 24           |
| 154.2005   | BOTELLA ESTERIL CON TIOSULFATO 1000 ml | 20           |
| 154.1001   | BOTELLA ESTERIL VACIA 500 ml           | 24           |
| 154.1005   | BOTELLA ESTERIL VACIA 1000 ml          | 20           |



**FRASCOS BOCA ANCHA PP CON TAPON ESTRELLA**  
ROSCADOS.

| Referencia | Descripción    | Unidad venta |
|------------|----------------|--------------|
| 158.0500   | FRASCO 500 ml  | 1            |
| 158.1000   | FRASCO 1000 ml | 1            |
| 158.0250   | FRASCO 250 ml  | 1            |
| 158.0125   | FRASCO 125 ml  | 1            |

**FASTLaS**



**TARRO DE BOCA ANCHA**  
EN PE CON TAPON A ROSCA Y OBTURADOR (DUQUESA)

| Referencia | Descripción              | Unidad venta |
|------------|--------------------------|--------------|
| 154.0125   | TARRO BOCA ANCHA 125 ml  | 200          |
| 154.0250   | TARRO BOCA ANCHA 250 ml  | 125          |
| 154.0500   | TARRO BOCA ANCHA 500 ml  | 125          |
| 154.1000   | TARRO BOCA ANCHA 1000 ml | 60           |
| 154.2000   | TARRO BOCA ANCHA 2000 ml | 42           |

Frascos, recogida de muestras