

**ARMARIO DE SEGURIDAD COMBINADO PARA ALMACENADO  
CERTIFICADO DE PRODUCTOS INFLAMABLES + ÁCIDOS + BASES**

# COMBISTORAGE – 3



**PVP\* = 2.995 €**

**TRANSPORTE INCLUIDO A TODA LA PENÍNSULA**

MODELO	REFERENCIA	TIPO RF	DIMENSIONES EXTERNAS (mm.)	PESO	DEPARTAMENTOS	P.V.P. €
COMBISTORAGE 3	EO343	90 min.	1200 x 600 x 1950	360 Kgs.	3 ( inflamables + ácidos + bases)	2.995,00
COMBISTORAGE 4	EO342	90 min	1200 x 600 x 1950	380 Kgs.	4 (inflamables + tóxicos+ ácidos + bases)	3.300,00

**PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012**



(\*\*) IVA NO INCLUIDO

